



CONTENUTO: 50 PEZZI (5X10 PZ)

MASCHERINA CHIRURGICA BAMBINO

Descrizione

Mascherina chirurgica usa e getta in tessuto non tessuto, 3 strati, misura standard per volti minuti/donna e bambini 6/12 anni. Dispositivo Medico Classe I tipo II. Modello Standard EN 14683. Possiede un'efficienza di filtrazione batterica pari al 98%. Leggera, permette una buona respirazione, senza fibra di vetro, la barretta al naso è adattabile per una vestibilità e un comfort perfetti. La mascherina ha una durata massima di 4 ore, trascorso questo periodo, la mascherina deve essere buttata avendo cura di toccare solo gli elastici, mai la mascherina.

Modo d'uso

Istruzioni per l'uso:

- Lavare le mani.
- Indossare la mascherina nella giusta direzione, con la striscia grande verso l'alto, il colore blu deve essere all'esterno.
- Passare gli elastici dietro le orecchie.
- Posizionare la sottile striscia bianca sul naso, quindi premere la parte rigida con due dita per regolarla.
- Assicurarsi che la maschera sia indossata correttamente: la bocca, il naso e il mento devono essere coperti.
- Non toccare più la maschera con le mani.

FITOBUCANEVE
NATURAL CARE PRODUCTS